

# MAG BODY

## HI-EMT

High-energy focused electromagnetic waves

## PROGRAM

HIIT

HYPERTROPHY

STRENGTH

COMBO 1

COMBO 2

# DEBUT!!

**食事制限ゼロ！  
凄いダイエットが登場！**

**マグボディなら  
30分で5.5時間の運動  
約30000回の筋収縮!!**



# AWESOME DIET DEBUT!!

# MAG BODY

## HI-EMT

High-energy focused electromagnetic waves

## PROGRAM

HIIT  
HYPERTROPHY  
STRENGTH  
COMBO 1  
COMBO 2

# HI-EMT

High-energy focused electromagnetic waves

### HI-EMTとは

high-energy focused electromagnetic waves(高エネルギー集中電磁波)技術を使用して、筋肉を継続的に拡大し収縮させ、筋肉の内部構造を深く再構築し筋肉密度と容積を高めます。

また、HI-EMT技術の100%極端な筋肉の収縮により、脂肪酸がトリグリセリドから分解され、脂肪細胞に蓄積されます。脂肪酸の濃度が高過ぎると、脂肪細胞はアポトーシスを引き起こし、数週間以内に身体の正常な代謝によって排泄されます。したがって、マグボディにより、筋肉を強化し増加させ、同時に脂肪を減らすことができます。


マグボディで30分の1回のトリートメントで約30000回の筋肉の収縮を行います。トリートメント後48時間以内に急速に代謝が増加し脂肪燃焼に繋がります。また、6回でのコースでは筋肉量を16%増加させ、脂肪量を19%減少させます。

通常の運動では、筋肉約20%から30%だけが活動しています。マグボディでは、HI-EMT技術により運動ニューロンに直接働きかけ100%の筋肉を活動させることが可能です。それにより効率的に脂肪細胞を燃焼し、代謝を通じてそれらを排泄することができ、それと同時に、筋肉組織やタンパク質を素早く増やし、筋肉の厚さと密度を高め、筋肉を素早く強化します。

マグボディで腹筋を鍛え、股関節の筋肉を鍛え、腹部斜めの筋肉を運動し、ウエストを引き締めていきます。マグボディは直腸腹部の腹部の筋肉が緩んでしまいぽっこりお腹になってしまったお腹や、出産後の直腸腹部分離のために腹囲が増加し、腹が緩んでいる経産婦にも特に適しています。また、下骨底筋組織のコラーゲン再生を活性化することで、緩んだ骨盤底筋を引き締め、尿浸潤と失禁の問題を解決し、間接的に膣を引き締める効果があります。

マグボディは、腹部(直腸腹部、外部斜め、内部斜め、横筋腹部)および大殿筋を含む筋肉を強化します。強化されることで、背骨と骨盤を保護し、体幹の安定性を維持します。それにより、より運動能力が向上すると共に、腰への負担が軽減され腰痛などの悩みの解消にも期待できます。

また、脂肪の減少と筋肉の増加に伴い、糖尿病の改善と予防、心臓病の予防、記憶力の向上と認知症の予防なども期待できます。



# MAG BODY

## HI-EMT

High-energy focused electromagnetic waves

## PROGRAM

HIIT

HYPERTROPHY

STRENGTH

COMBO 1

COMBO 2

# PROGRAM

## HIIT - High intensity interval training mode of aerobic fat reduction

有酸素脂肪還元高強度インターバルトレーニングモード

- u 体がより多くのカロリーを消費するように、筋力、心血管持久力、および代謝を増加させるHIIT(有酸素脂肪還元高強度インターバルトレーニング)のような運動を行うことができます。
- u 筋肉を行使しながら体脂肪を大幅に減少します。
- u HIITの高強度断続的なトレーニングを行うときのように効果的に運動負荷を軽減することができます。

## HYPERTROPHY - Muscle strengthening training mode

筋肉強化トレーニングモード

- u 筋肉強化トレーニングモードは、筋肉の成長に焦点を当てています。
- u 筋肉の成長を誘発することによって健康な体をつくり、維持するのに役立ちます。
- u 筋肉強化トレーニングモードは、最適な周波数と時間でトレーニングを強化するために筋肉を刺激するように設定されています

## STRENGTH - Muscle strength training mode

筋力トレーニングモード

- u ウェイトトレーニングなどの筋力トレーニングモード
- u 筋肉量を増やすことなく筋力を高めるためには、高強度と低周波トレーニング方法に焦点を当てたモード
- u ニューロンの数と推力と筋線維の協調能力を刺激するために、短期間高強度を維持するように設定してあります。

## COMBO 1 HIIT + Hypertrophy

Training mode of strengthening muscle & reducing fat

筋肉を強化するトレーニング & 脂肪を減らすモード

- u HIIT と肥大モードと組み合わせたコンボ 1。
- u このモデルは、脂肪を燃焼し、同時に筋肉を運動したい人のために設計されています。
- u 繰り返し周波数と強度設計の 5 種類があり、30 分で異なる筋肉の収縮を感じさせます。

## COMBO 2 Hypertrophy + Strength

Training mode of strengthening muscle & muscle strength

筋肉と筋力を強化するトレーニングモード

- u 肥大および強さモードによって結合された Combo2
- u より筋肉肥大したい人のために設計されています。
- u 全体的な筋肉の成長を支援し、強さと大きさを構築します。



# MAG BODY

## HI-EMT High-energy focused electromagnetic waves PROGRAM

HIIT  
HYPERTROPHY  
STRENGTH  
COMBO 1  
COMBO 2

# HI-EMT High-energy focused electromagnetic waves PROGRAM

HIIT Hypertrophy Strength Combo1 Combo2

## MEN

1 2 3 4 5 6

マッスルコース

筋肉増強コース

Hypertrophy Combo2 Hypertrophy Combo2 Hypertrophy Combo2

スリムコース

HIIT Combo1 Strength HIIT Strength Combo1

## WOMEN

1 2 3 4 5 6

マッスルコース

筋肉増強コース

Hypertrophy HIIT Combo2 Hypertrophy HIIT Combo2

スリムコース

HIIT Combo1 Strength HIIT Combo2 HIIT



# MAG BODY

## HI-EMT

High-energy focused electromagnetic waves

## PROGRAM

HIIT

HYPERTROPHY

STRENGTH


COMBO 1

COMBO 2

## Eazy Control panel

直感的に誰でも簡単に操作できる

UI (ユーザーインターフェース) 採用



## Details



Power 出力	Input 入力電源	100/110V 50/60Hz
	consumption 消費電力	1000W
Magnetic wave 磁気波	Output intensity 電磁出力	0- 7 Tesla
	Shape of stimulation pulse パルス形状	HI-EMT
	Pulse パルス数	300μs
Size	Size (Height x width x depth)	570x510x1350 (mm)
	weight	65kg

# MAG BODY

## HI-EMT

High-energy focused electromagnetic waves

## PROGRAM

HIIT

HYPERTROPHY

STRENGTH

COMBO 1

COMBO 2


# Contraindications

## 禁忌

- u ペースメーカーを持つ患者
- u 妊娠中または授乳中の女性
- u 心臓発作や心臓の弱い患者
- u 体内にインプラント（金属）を埋め込んでいる人
- u 脳血管疾患の患者（脳卒中患者）
- u 脳に損傷を与えたり、以前の脳外科手術を受けたもの
- u 頸動脈の近くで動作しない
- u 埋め込み型医療機器を使用している人たち

## 注意事項

- u 食事後 1 時間以上、治療中は満杯出ない事
- u 施術部位に金属を近づけない事
- u 操作部位および処理プローブは、乾燥している事。
- u 稼働エネルギーは人によって異なり、低エネルギーから徐々に増加する
- u 1 日の総施術時間は 1.5 時間を超えてはならない。同じ部位は 1 時間を超えてはならない
- u 操作機器に電子機器や金属物を置かないでください
- u 操作中に水を食べたり飲んだりしないでください。手術後 1 時間後に食べるようにしてください（より多くの水を飲み、タンパク質含有量の高い食品を食べる）



# MAG BODY

## HI-EMT

High-energy focused electromagnetic waves

## PROGRAM

### HIIT

### HYPERTROPHY

### STRENGTH

### COMBO 1

### COMBO 2

## FAQ

### Q1 どのような方に適してる美容機器ですか？

A: この技術は、ほとんどの人に有益な筋肉の締め付けを提供することができます。妊娠中及び授乳中の女性は使用することができません。生理が近い女性がトリートメントを受けた場合、生理が早く来るか、または生理痛がひどくなる可能性がありますので、この期間中または生理中のトリートメントは避けるようにしてください。また、身体が次の条件に当てはまる場合、トリートメント部位の金属または電子インプラントがある方、ペースメーカー移植した方、除細動器移植した方、中枢神経刺激薬を服用している方、腎移植している方、悪性腫瘍をお持ちの方、てんかんをお持ちの方、最近の手術した場合など。

### Q2 使用できる部位は？

A: お尻や腹部の筋肉のラインを改善することができます、また、脂肪代謝を促進するのに役立ちます。最も適した部分は、腹部、臀部、三頭筋です。

### Q3 効果はどのくらいわかりますか？

A: 一部のユーザーでは、腹部筋ラインが治療の翌日に改善された報告があります。また、脂肪を分解し、筋肉を増加させる効果を得るために、6回のトリートメントが必要でした。最良の効果は、トリートメントの経過後2~4週間です。トリートメント後、脂肪を19%減少させ、筋肉を16%増加させることができます。

### Q4 効果はどのくらい続くことができますか？

A: トリートメントを6回行い、効果は6ヶ月まで続きます。ただし、最良の結果のために追加のトリートメントを必要とする場合があります。最良の結果まで6回のコースを続け、その後2~3ヶ月ごとにコースをすることで最適な状態を維持することが出来ます。

